



Réfs. : A032002 - A032003 - A032004



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova
2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

VAROVANIE.

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A
USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotný rozsah: 32 °C - 42,9 °C

Presnosť merania: +/- 0,1°C (35 °C - 42 °C), +/- 0,2°C (< 35 °C)

LCD digitálny displej.

Batéria: 1,5 V

Spotreba: 0,15 mW

Rozmery: 118x25x10 mm

Flexibilný koniec pre väčšie pohodlie a bezpečnosť

Pamäť posledných menovaných hodnôt.

Výdrž batérie: 250 hodín (približne 1000 meraní).

Signalizácia slabej batérie.

Hmotnosť vrátane batérie: 10g

POSTUP MERANIA TEPLOTY

Stlačte tlačidlo on/off. Zaznie krátke pípnutie a na displeji sa na približne 2 sekundy zobrazí 188,8°C.

Pamäťová funkcia: na displeji sa zobrazí posledná hodnota vedľa písmena - M-. Po krátkom čase sa opäť zobrazí teplota 37 °C.

Uvoľnite tlačidlo, na displeji sa zobrazí -Lo °C-. Teplomer je pripravený na meranie. Počas celého merania bliká symbol -°C- alebo -°F-. Ak je nameraná teplota nižšia ako 0,1 °C, prístroj bliká 16 sekúnd. Ak je teplota nižšia ako 32 °C, symbol -°C- bliká 60 sekúnd. Teplomer sa potom automaticky vypne.

Ukončenie merania teploty je oznámené sériou krátkych pípnutí počas 10 sekúnd. Ak je meranie teploty normálne, t. j. pod 37,8, prístroj vydá sériu pípnutí s prestávkami. ak teplomer nameria zvýšenú teplotu alebo horúčku, t. j. nad 37,8, zaznie séria rýchlych pípnutí.

Počas merania teploty: na displeji sa zobrazí „LoC“ alebo „LoF“, ak je nameraná teplota nižšia ako 32 °C, alebo „HiC“, ak je nameraná teplota vyššia ako 43 °C.

Spotřebič vypnete ľahkým stlačením vypínacieho tlačidla, aby ste ušetrili energiu, spotřebič sa v prípade nečinnosti automaticky vypne po 9 minútach.

Počas používania musia byť deti pod dohľadom. Po meraní prístroj okamžite odstráňte z dosahu dieťaťa.

Zmena jednotky „°C“ alebo „°F“: po zapnutí podržte tlačidlo 2 sekundy, jednotka meranej teploty sa zmení.

METÓDY MERANIA TEPLOTY

Odporúča sa merať teplotu ráno v tú istú hodinu. Telesná teplota môže byť v určitých častiach dňa nižšia alebo vyššia.

Orálne meranie (v ústach): Dieťa musí mať 1 minútu zatvorené ústa a dýchať nosom. Dýchanie ústami by mohlo ovplyvniť teplotu. Normálna teplota: približne 37 °C.

Rektálne merania (v konečníku): Táto metóda je najspoľahlivejšia na určenie teploty dojčiat a detí. Sonda sa musí zaviesť 2-3 cm do konečníka. Na uľahčenie sa môže použiť vazelína. Normálna teplota: približne 37,6 °C.

Meranie v podpazuší: Teplomér očistite suchou handričkou a vložte ho do podpazušia. Rameno musí byť pevne zovreté. Táto metóda nie je presná a neodporúča sa, ak je potrebné merať presnú teplotu. Normálna teplota: približne 36,7 °C

VÝMENA BATÉRIE

Ak sa pri používaní teplomera na displeji zobrazí symbol trojuholníka, je potrebné vymeniť batérie. Skontrolujte, či batéria zodpovedá typu odporúčanému v návode, a postupujte takto: odstráňte kryt priestoru pre batérie a vymeňte použitú batériu za novú.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Teplomér je vodotesný a možno ho umývať vodou alebo dezinfekčným roztokom a mäkkou handričkou.

Odporúčaný sterilizačný roztok:

Názov: Density - Alkohol: 95%

Poznámka: akýkoľvek iný roztok alebo spôsob čistenia môže poškodiť funkciu teplomera

NÁVOD NA POUŽITIE

Po použití vložte teplomer do ochranného puzdra.

Teplomer nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.

Nenechávajte teplomer v blízkosti elektromagnetického poľa, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu jeho funkcií.

Nenechávajte teplomer v blízkosti elektromagnetického poľa, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu jeho funkcií.

Teplomer sa nepokúšajte otvárať inak ako na výmenu batérií.

Nenechajte teplomer spadnúť na zem, mohlo by dôjsť k jeho nenávratnému poškodeniu.

Teplomer sa musí používať v prostredí s minimálnou teplotou 10 °C a vlhkosťou 40-80 %. Optimálna teplota na skladovanie a prepravu teplomera je medzi -10-40 °C a vlhkosť medzi 30-90 %.

Teplomer sa nikdy nesmie sterilizovať varením.

Ak sa teplomer dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batérie.

REMARQUES

Zariadenie slúži na meranie teploty ľudského tela v domácom prostredí.

Prístroj je vyvinutý a vyrobený v súlade s normou ISO 80601-2-56.

Zariadenie bolo podrobené testom EMC emisií a bezpečnostným testom v súlade s normou EN60601-1-2 a testom bio kompatibility v súlade s dodatkami o životnosti zariadenia.

Prístroj je klasifikovaný ako kategória BF podľa všeobecných bezpečnostných požiadaviek v súlade s normou EN60601-1.

Musí sa likvidovať v separovanom odpade. Nevyhadzujte ho spolu s netriedeným domovým odpadom, ale zabezpečte jeho zber.

Predtým, ako požiadate o výmenu batérie, ju najprv vymeňte.

Nepotrebné časti prístroja a batérie sa musia recyklovať v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Pozor! Uistite sa, že batéria a teplomer sú mimo dosahu detí.

Spĺňa bezpečnostné požiadavky.

